

CHECK LIST TALLER WHONET 2018

- ✓ Instalar la versión 2018 del programa WHONET y actualizar puntos de corte
- ✓ Cambiar los puntos de corte que se indican en el archivo adjunto.
- ✓ Agregar el campo: COL SENS según el instructivo Modificación de campos.
- ✓ Agregar nuevos códigos al Listado de códigos del campo PCR-IC (ej mcr1)
- ✓ Eliminar los campos: Screening OXA, Screening de VAN, Marca del medio, Muestra representativa, Cepa confirmada, SIVILA, Tratamiento antifúngico previo. Seguir el instructivo Modificación de campos.
- ✓ Nuevo documento: **Protocolo Red Whonet Sistemas automatizados– Año 2019.**

Modificaciones del Protocolo WHONET 2019

- ✓ Agregado de las recomendaciones para automatizados: qué discos se deben probar para cumplir con el protocolo y sugerencias de qué probar para confirmar algunos mecanismos de resistencia
- ✓ Llamado de atención para que cuando se utilicen dos metodologías para una misma droga (ej disco y cim) y den resultados de interpretaciones distintas, se deje sólo aquel dato que se le va a informar al paciente y se borre el otro.
- ✓ En BGN intrahospitalarios:
 - Sacar los discos de AMP y Ac. nalidíxico
 - COL optativo
 - Listado de Métodos acepados para a prueba de sensibilidad a COL
 - Probar CZA (ceftazidima avibactam) y C/T (ceftoloazano / tazobactam) en todos los aislamientos de BGN de infecciones intrahospitalarias. Ver puntos de corte y carga de los discos a utilizar
 - Cambios de puntos de corte de CIP, que eliminan la categoría de Sensibilidad disminuida a FQ. Ver CLSI 2019
 - Instado al llenado de los campos de carbapenemasas en aislamientos no sensibles a al menos un carbapenem o con sospecha de carbapenemasa.
 - Agregado de los métodos de mCIM y eCIM para detectar la producción de carbapenemasas.
 - Ver recomendaciones automatizados
- ✓ En BGN de iUBNC:
 - Se elimina el disco de ác. Nalidíxico
 - Ver recomendaciones automatizados
- ✓ En PAE:
 - Probar CZA (ceftazidima avibactam) y C/T (ceftoloazano / tazobactam). Ver puntos de corte y carga de los discos a utilizar
 - Listado de Métodos acepados para a prueba de sensibilidad a COL
 - Ver recomendaciones automatizados
- ✓ En Burkordelia:
 - Probar CZA (ceftazidima avibactam) y C/T (ceftoloazano / tazobactam)
- ✓ En Staphylococcus:
 - Se eliminan los discos de Teicoplanina y ác. Fusídico
 - Probar ceftobiprole

- Cambios de punto de corte de *S. schleiferi*
- Ver recomendaciones automatizados
- Ver notas de Tigeciclina, Ceftarolina y ceftobiprole
- ✓ En Enterococcus:
 - Se elimina la prueba de β -lactamasa
 - Ver recomendaciones automatizados
- ✓ **Se actualizó la sección “Recomendaciones para los participantes de la red WHONET-ARGENTINA” con consejos para optimizar la carga de datos en Whonet**